


电子峰流速 (Smart One) 使用说明

(1) 产品配置

- 涡轮流量传感器
- 塑料吹嘴
- 测试手柄
- 2 节 7 号电池



(2) 产品安装与 APP 连接

通过悠然呼吸 APP 您可以连接电子峰流速并进行日常的峰流速 PEF 测试。 具体使用流程为:

A. 点击悠然呼吸下部导航栏“测试”选择“自动” (图 1);

B. 确保手机蓝牙功能开启, 手机会自动搜索设备并完成连接。设备完成连接后界面下方会演示“请用力呼气” (图 2);

请完成三次呼气测试后, 界面会进入症状勾选界面, 你即完成了测试 (图 3)。



图 1



图 2



图 3

